

Mini-roerders

Compact met ABS beschermende behuizing

Speedsafe™



Compacte ronde rand

- ✓ **Mini-roerders van Hanna Instruments zijn ideaal voor laboratoria, scholen en overal waar plaats van groot belang is.**

De meeste roerders bestaan uit stalen en aluminium componenten. Deze zijn vaak te groot en te zwaar om in de beperkte ruimte van een laboratorium te passen. Hanna Instruments HI180 serie is compact, licht, betaalbaar en ontwikkeld in een speciale ronde vorm.

Gebrek aan plaats in het laboratorium is niet langer een probleem.

Het gebeurt vaak in een labo dat een monster verwijderd wordt van de roerder alvorens de snelheid te verminderen. Normaal zou dit de motor laten versnellen tot hij defect is. Dit is niet het geval met Hanna Instruments-roerders. Hanna Instruments-roerders hebben ingebouwde elektronische regelaars die u toelaten om de snelheid met een grotere precisie te regelen.

Daarenboven zal het Speedsafe™-mechanisme ervoor zorgen dat de maximumsnelheid nooit zal overschreden worden.

Beschikbaar in negen kleuren: lichtgeel, licht zeegroen, lichtblauw, geel, groen, donkerblauw, rood, grijs en ivoor. Er kunnen meerdere roerders op een labtafel geplaatst worden, waarbij de verschillende kleuren helpen om de verschillende monsters te identificeren.

- ✓ **Dynamisch design**
Deze lichte, compacte roerders zijn gebruiksvriendelijk, hebben weinig plaats nodig en zijn snel herkenbaar.
- ✓ **Ontworpen om te blijven meegaan**
Glasvrije, tegen chemicaliën bestendige behuizing die beschadiging weerstaat bij accidentele val of krassen.

Specificaties	HI180
Maximum roercapaciteit	1 liter
Snelheidsbereik min.	100 rpm
Snelheidsbereik max.	1000 rpm
Stroomtoevoer	220/240 V, 50 Hz
Installatiecategorie	II
Behuizing	ABS kunststof
Omgeving	0 tot 50 °C RH max 95 %
Grootte	137 mm (dia) x 51 mm (h)
Gewicht	640 g

Bestelinformatie

Alle modellen worden geleverd met een micro-roerstaafje en handleiding

HI180 A-2	Lichtgele mini-roerder 220/240 V
HI180 B-2	Licht zeegroene mini-roerder 220/240 V
HI180 C-2	Lichtblauwe mini-roerder 220/240 V
HI180 D-2	Gele mini-roerder 220/240 V

HI180 E-2	Groene mini-roerder 220/240 V
HI180 F-2	Blauwe mini-roerder 220/240 V
HI180 G-2	Rode mini-roerder 220/240 V
HI180 H-2	Grijze mini-roerder 220/240 V
HI180 I-2	Ivoorkleurige mini-roerder 220/240 V

Accessoires

HI731319	magnetisch roerstaafje (10)
----------	-----------------------------