

FC2320

Elektrode met 3,5 mm jack-connectie

voor edge



*FC 098 en FC 099
messen uit roestvrij staal voor
vleespenetratie (optioneel)*

Code	FC2320
Omschrijving	digitale pH-elektrode
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie	open
Elektrolyt	viscolene
Max. druk	0,1 bar
Bereik	0 tot 12 pH
Werktemperatuur	0 tot 60 °C - LT
Uiteinde	conisch (6 x 10 mm)
Temperatuursensor	ja
Matching pin	nee
Versterkt	ja
Materiaal behuizing	PVDF
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Vlees
Afmetingen	36 mm, Ø 6 mm
Connectie	3,5 mm jack

