

FC2323

pH-elektrode met Quick DIN-connectie



Code	FC2323
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	Enkelvoudig
Junctie/stroomsnelheid	Open
Elektrolyt	Viscolene
Max. druk	0,1 bar
Bereik	0 tot 12 pH 0 tot 50 °C
Uiteinde/vorm	Conisch
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	PVDF
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Vlees, HI99163
Aanbevolen werkt. temp.	0 tot 50 °C
Afmetingen	6 x 10 mm
Connectie	Quick DIN

