

pH-elektrode met Quick DIN-connectie



Code	HI11103
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, enkelvoudig / 15-20 µL/h
Elektrolyt	Gel
Max. druk	0,1 bar
Bereik	pH: 0 tot 13
Uiteinde/vorm	Sferisch
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Algemeen en labo
Aanbevolen werkt. temp.	0 tot 80 °C
Afmetingen	Ø 9 mm
Connectie	Quick DIN

