

Elektrode met DIN-connectie



Code	HI1291D
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, enkelvoudig
Elektrolyt	Gel
Max. druk	2 bar
Bereik	pH: 0 tot 12 T: 0 tot 70 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch (dia: 5,0 mm)
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	Coaxiaal, 1m
Aanbevolen gebruik	algemeen gebruik, scholen, laboratoria, HI207 en HI208
Aanbevolen werkttemp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	150 mm, Ø 12 mm
Connectie	DIN

