

HI1331B

## pH-elektrode met BNC-connectie



Code	HI1331B
Omschrijving	Combinatie pH-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, enkelvoudig/15-20 µl/H
Elektrolyt	KCl 3,5 M + AgCl
Max. druk	0,1 bar
Bereik	pH: 0 tot 13 T: 0 tot 70 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch (dia: 7,5 mm)
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	Coaxiaal, 1 m
Aanbevolen gebruik	Flessen
Aanbevolen werkt. temp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	210 mm, Ø 8 mm
Connectie	BNC

