

HI5314

Referentie-elektrode met banaan-connectie



Code	HI5314
Omschrijving	Referentie-elektrode
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, dubbel
Elektrolyt	KCl 3,5M
Max. druk	3 bar met tegendruk
Temperatuurbereik	T: -5 tot 100 °C
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Metingen met vulling op afstand
Aanbevolen werkttemp.	30 tot 85 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 12 mm
Connectie	banaan

