

HI729113

pH-elektrode met Quick DIN-connectie



PH/ISE/ORP-METERS

Code	HI729113
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	PTFE
Elektrolyt	Polymeer
Max. druk	3 bar
Bereik	0 tot 13 pH 0 tot 80 °C
Uiteinde/vorm	vlak
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	Inox
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Afvalwater, HI99141
Aanbevolen werkttemp.	20 tot 40 °C
Connectie	Quick DIN

