

HI4012
Lood/Sulfaat
Ion-selectieve elektrode



Parameter	Lood/sulfaat
Code	HI4012
Type	Solid state halve cel
Meetbereik	0,1 M tot 1×10^{-6} M 20700 tot 0,21 ppm
Optimaal pH-bereik	4 tot 7
Temperatuurbereik	0 tot 80 °C
Gemiddelde afwijking	+25
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	Epoxy
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC
Toepassingen	Bepaling van loodionen in industriële baden en als een indicator voor titraties

