


HI4014

# Kalium

Ion-selectieve elektrode



Parameter	Kalium
Code	HI4014
Type	Polymeermembraan, halve cel
Meetbereik	1 M tot $1 \times 10^{-6}$ M 39100 tot,039 ppm
Optimaal pH-bereik	1,5 tot 12,0
Temperatuurbereik	0 tot 40 °C
Gemiddelde afwijking	+5%
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	PVC
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC
Toepassingen	Bepaling van kaliumionen in wijn, water, aarde en biologische mon- sters.



*Bij langdurige opslag koel bewaren.*