

HI1144B

pH-elektrode met BNC-connectie



Code	HI1144B
Omschrijving	Hervulbare, combinatie-pH-elektrode met kalomel referenties
Referentie	Enkelvoudig, Hg/Hg ₂ Cl ₂
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch
Elektrolyt	KCl 3,5 M
Max. druk	0,1 bar
Bereik	pH: 0 tot 14 T: 0 tot 60 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch (dia: 9,5 mm)
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	Coaxiaal, 1 m
Aanbevolen gebruik	Trisbuffer
Aanbevolen werktmp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 12 mm
Connectie	BNC

