

pH-elektrode met BNC-connectie



Code	HI1230B
Omschrijving	Combinatie pH-elektrode
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, enkelvoudig/15-20 µl/H
Elektrolyt	Gel
Max. druk	2 bar
Bereik	pH: 0 tot 13 T: 0 tot 70 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch (dia: 7,5 mm)
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	Coaxiaal, 1 m
Aanbevolen gebruik	Veldtoepassingen
Aanbevolen werkttemp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 12 mm
Connectie	BNC

