

pH-elektrode met BNC-connectie



| Code | HI1330B |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Omschrijving | Combinatie pH-elektrode |
| Referentie | Enkelvoudig, Ag/AgCl |
| Junctie/stroomsnelheid | Keramisch, enkelvoudig/15/20 µl/H |
| Elektrolyt | KCl 3,5 M + AgCl |
| Max. druk | 0,1 bar |
| Bereik | pH: 0 tot 12 T: -5 tot 70 °C |
| Uiteinde/vorm | Sferisch (dia:5 mm) |
| Temperatuursensor | Nee |
| Versterker | Nee |
| Materiaal behuizing | Glas |
| Kabel | Coaxiaal, 1 m |
| Aanbevolen gebruik | Vials en testbuizen |
| Aanbevolen werkt. temp. | 20 tot 40 °C |
| Afmetingen | 120 mm, Ø 5 mm |
| Connectie | BNC |

