

Elektrode met bluetooth-connectie



Code	HI14142
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie/ stroomsnelheid	open
Elektrolyt	viscolene
Bereik	pH: 0 tot 12
Vorm	vlak
Buitentste diam. (glas)	12 mm
Sondelengte	113 mm
Werkings temperatuur	0 tot 50 °C - LT
Omgeving	0,0 to 50,0°C, elektronische module is niet waterbestendig
Temperatuursensor	Ja
Materiaal body	Glas
Connectie	Bluetooth Smart (4.0), 10 m bereik
Batterij	CR2032 3V lithium ion ca. 500 u
Toepassing	Agar, voeding, leder, papier, huid

