

HI4007
Chloride
Ion-selectieve elektrode



Parameter	Chloride
Code	HI4007
Type	Solid state halve cel
Meetbereik	1 M tot 5×10^{-5} M 35000 tot 1,8 ppm
Optimaal pH-bereik	2 tot 11
Temperatuurbereik	0 tot 80 °C
Gemiddelde afwijking	-57
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	Epoxy
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC
Toepassingen	Bepaling van vrije chloride ionen in geëmulgeerde voedselproducten, dranken, planten, aarde en als een indicator voor titratie

