

HI4010
Fluoride
Ion-selectieve elektrode



Parameter	Fluoride
Code	HI4010
Type	Solid state halve cel
Meetbereik	1 M tot 1×10^{-6} M Sat. tot 0,02 ppm
Optimaal pH-bereik	5 tot 8
Temperatuurbereik	0 tot 80 °C
Gemiddelde afwijking	-56
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	Epoxy
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC
Toepassingen	Bepaling van vrije fluoride in drinkbaar water, frisdranken, wijn, planten, geëmulgeerde voedselproducten, bekleding en bijtende zuren

