

HI4102
Broom
Ion-selectieve elektrode



Parameter	Broom
Code	HI4102
Type	Solid state Combinatie
Meetbereik	1 M tot 1X 10 ⁻⁶ M 79910 tot 0,08 ppm
Optimaal pH-bereik	2 tot 12,5
Temperatuurbereik	0 tot 80 °C
Gemiddelde afwijking	-56
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	PEI
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC
Toepassingen	Bepaling van vrije broomionen in geëmulgeerde voedselproducten, dranken, planten, aarde en zoals een indicator voor titratie

