

HI4103
Cadmium
Ion-selectieve elektrode



Parameter	Cadmium
Code	HI4103
Type	Solid state
	Combinatie
Meetbereik	1 M tot 1X
	10 ⁻⁷ M
	11200 tot 0,01 ppm
Optimaal pH-bereik	2 tot 12,5
Temperatuurbereik	0 tot 80 °C
Gemiddelde afwijking	+28
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	PEI
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC
Toepassingen	Gebruikt als een indicator voor titraties die chelaten gebruiken

