

HI4111

Jodide

Ion-selectieve elektrode



Parameter	Jodide
Code	HI4111
Type	Solid state combinatie
Meetbereik	1 M tot 1×10^{-7} M 127000 tot 0,01 ppm
Optimaal pH-bereik	2 tot 13
Temperatuurbereik	0 tot 80 °C
Gemiddelde afwijking	-56
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	PEI
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC
Toepassingen	Bepaling van vrije jodide ionen in geëmulgeerde voedselmonsters (gejodeerd tafelzout), planten en voor titratie

