

HI3214P

pH-elektrode met BNC-connectie



Code	HI3214P
Omschrijving	ORP-elektrode
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Cloth
Elektrolyt	Gel
Max. druk	3 bar
Bereik	ORP
	T: 0 tot 80 °C
Uiteinde/vorm	Platina pin
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	Coaxiaal, 2 m
Aanbevolen gebruik	procesgebruik, landbouw, ontsmetting, voor ORP proces controllers
Aanbevolen werkt. temp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	110 mm, Ø 12 mm
Connectie	BNC

