


HI3230B

ORP-elektrode met BNC-connectie



Code	HI3230B
Omschrijving	ORP-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, enkelvoudig/ 15-20 µl/H
Elektrolyt	Gel
Max. druk	2 bar
Bereik	ORP: ±2000 mV T: -5 tot 70 °C
Uiteinde/vorm	Platina pin
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	Coaxiaal, 1m
Aanbevolen gebruik	Gemeentewater, kwaliteitscontrole
Aanbevolen werkt. temp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 12 mm
Connectie	BNC

