

HI36180

Elektrode met 3,5 mm jack-connectie

voor edge



PH/ISE/ORP-METERS

Code	HI36180
Omschrijving	digitale ORP-elektrode
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	ceramisch, enkel 15-20 μ L/h
Elektrolyt	KCl 3,5M + AgCl
Max. druk	0,1 bar
Bereik	ORP: \pm 2000 mV
Werktemperatuur	-5 tot 100 °C
Uiteinde	platina pin
Temperatuursensor	ja
Matching pin	nee
Versterkt	ja
Materiaal behuizing	glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Veldtoepassingen
Afmetingen	120 mm, \varnothing 12 mm
Connectie	3,5 mm jack

