

pH/ORP-elektrode voor HI9819x-HI98494



Code	HI7698194-1
Omschrijving	pH/ORP-elektrode
Referentie	Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Ceramisch, dubbel
Elektrolyt	Gel
Max. druk	
Bereik	0,00 to 13,00 pH, $\pm 600,0$ pH mV, $\pm 2000,0$ mV (ORP)
Uiteinde/vorm	Glas/platina
Temperatuursensor	
Versterker	
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	-
Aanbevolen gebruik	HI98194-HI98195-HI98196- HI98494
Aanbevolen werkttemp.	-5 tot 55 °C
Afmetingen	118 x 15 mm
Connectie	-

