


HI1286T

pH-elektrode met BNC-connectie



Code	HI1286T
Omschrijving	Proceselektrode pH
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	PTFE
Elektrolyt	Polymeer
Max. druk	3 bar
Bereik	
Uiteinde/vorm	
Temperatuursensor	
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	Plastic
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	proces, zwembad, PG13.5
Aanbevolen werktemp.	
Afmetingen	165 mm, Ø 12 mm
Connectie	BNC/PG 13.5

