


Versterkte pH-elektrode met vervangbare batterij



Code	HI8299505
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	
Junctie/stroomsnelheid	PTFE
Elektrolyt	Polymeer
Max. druk	3 bar
Bereik	0÷12 pH
Uiteinde/vorm	hogetemperatuurglas
Temperatuursensor	nee
Versterker	ja
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	5 m
Aanbevolen gebruik	Algemeen
Aanbevolen werktemp.	0 tot 100 °C
Afmetingen	110 mm, Ø 12 mm
Connectie	BNC

