

HI14140

Digitale pH-elektrode voor voedingstoepassingen

met vlak meetglas en 3,5 mm connectie



Code	HI14140
Omschrijving	Digitale pH-elektrode voor voeding
Referentie	Enkel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Open
Elektrolyt	viscolene
Max. druk	0,1 bar
Bereik	pH: 0 tot 12
Uiteinde/vorm	Vlak
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Oppervlakken
Aanbevolen werkt. temp.	0 tot 50°C
Afmetingen	
Connectie	3,5 mm jack

